

Pressemitteilung

Expansion von HYPOXI® im Iran geht weiter

Wals-Siezenheim, September 2017

Mit der Eröffnung des 3. exklusiven HYPOXI®-Studios im Modern Elahyue Complex in Teheran setzt HYPOXI® Iran den nächsten Schritt einer gut vorbereiteten und geplanten Marktexpansion.

“Aufgrund starker Nachfrage unserer zufriedenen und glücklichen Kunden an den zwei bestehenden Standorten, haben wir unser drittes HYPOXI®-Studio in einer luxuriösen Gegend von Teheran im Modern Elahyue Complex eröffnet” sagt Frau Golnar Mohsenzadeh, General Manager HYPOXI® Iran.

Die Eröffnung zog zahlreiche Gäste aus der Beauty, Ernährungs- und Mediaszene an und die Einmaligkeit der HYPOXI-Methode® in Verbindung mit dem großen Erfolg in der Figurformung wurde höchst geschätzt. Die weitere Expansion in Teheran ist der logische Schritt um die steigende Nachfrage der HYPOXI® Marke im Iran und weitere HYPOXI®-Studios werden in Kürze eröffnet.



Die HYPOXI®-Geräte im Überblick:




HYPOXI-Trainer® S120

Im S120 werden die drei Komponenten der HYPOXI-Methode® auf effektive Weise kombiniert: Die moderate Bewegung erfolgt sitzend auf einem integrierten Fahrrad-Ergometer. Der computergesteuerte Wechsel zwischen Kompressions- und Vakuumbehandlung findet in einer bis zu den Hüften reichenden Kammer statt. Somit wird die Venentätigkeit unterstützt, die Problemzonen an Unterbauch, Hüfte, Gesäß und Beinen besser durchblutet und dadurch das Fett hauptsächlich in diesen Regionen gezielt abgebaut.




HYPOXI-Trainer® L250

Der L250 ermöglicht pulsierende Unterdruckbehandlung für Unterbauch, Hüfte, Po und Beine. Die komfortable Liegeposition entlastet den Körper während des Trainings weitgehend von seinem Gewicht und unterstützt das Venen- und Lymphsystem. Das Ergebnis der gezielten und nachhaltigen Figurformung zeigt sich taillenabwärts und Cellulite wird deutlich verringert.



HYPOXI-Vacunaut®

Der Vacunaut® kommt zum Einsatz, wenn der Umfang an Bauch und Hüfte reduziert werden soll. Trainiert wird im HYPOXI®-PressureSuit, in dem 122 Über- und Unterdruckkammern an der Bauch- und Hüftregion eingearbeitet sind. Während des moderaten Trainings, welches auf dem Laufband oder anderen Cardiogeräten stattfindet, wirken Kompression- und Vakuum gezielt auf die Problemzonen der Körpermitte.



HYPOXI® HD-Comfort

Für ein schönes Erscheinungsbild braucht die Haut spezielle Behandlungen, um elastisch zu bleiben bzw. wieder zu werden. Für diesen hautstraffenden Effekt sorgen 400 Aktivierungskammern, die im HYPOXI® HD-PressureSuit im Bereich der weiblichen Problemzonen eingearbeitet sind. Während die Kunden auf der komfortablen Liege entspannen, sorgt die integrierte Über- und Unterdrucktechnik für die Steigerung des Stoffwechsels im Bindegewebe. Die Verbesserungen sind bereits nach wenigen Anwendungen sichtbar.

Zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hypoxi.com