

Pressemitteilung

HYPOXI® freut sich über einen neuen Standort in Basel, Schweiz

Wals-Siezenheim, Februar 2018

Am 27. Januar 2018 eröffnete Frau Eveline Thüler ihr eigenes HYPOXI®-Studio in Basel, Spalenring. Frau Thüler hat die HYPOXI-Methode® als HYPOXI®-Coach kennen und lieben gelernt. Die Arbeit mit den zufriedenen HYPOXI®-Kunden ließ ihren Entschluss rasch reifen, dass eine Selbständigkeit mit HYPOXI® im Bereich der gezielten Figurformung genau das Richtige für sie ist.



Im neuen HYPOXI®-Studio Basel, Spalenring wird von Frau Thüler und Ihrem Team neben den klassischen HYPOXI®-Intensiv- und Erhaltungsprogrammen auch ein HYPOXI-Training® für Lipödem-Betroffene angeboten.

Die einzigartige Wirkungsweise der HYPOXI-Methode® kann die Lebensqualität von Lipödem-Betroffenen nachhaltig steigern.

Ergebnis der HYPOXI-Lipödem-Studie:

<https://www.hypoxi.com/das-ergebnis-der-hypoxi-lipoedem-studie/>

Lipödem-Blog:

<http://www.lipoedem-blog.de>

Die HYPOXI®-Geräte im Überblick:




HYPOXI-Trainer® S120

Im S120 werden die drei Komponenten der HYPOXI-Methode® auf effektive Weise kombiniert: Die moderate Bewegung erfolgt sitzend auf einem integrierten Fahrrad-Ergometer. Der computergesteuerte Wechsel zwischen Kompressions- und Vakuumbehandlung findet in einer bis zu den Hüften reichenden Kammer statt. Somit wird die Venentätigkeit unterstützt, die Problemzonen an Unterbauch, Hüfte, Gesäß und Beinen besser durchblutet und dadurch das Fett hauptsächlich in diesen Regionen gezielt abgebaut.




HYPOXI-Trainer® L250

Der L250 ermöglicht pulsierende Unterdruckbehandlung für Unterbauch, Hüfte, Po und Beine. Die komfortable Liegeposition entlastet den Körper während des Trainings weitgehend von seinem Gewicht und unterstützt das Venen- und Lymphsystem. Das Ergebnis der gezielten und nachhaltigen Figurformung zeigt sich taillenabwärts und Cellulite wird deutlich verringert.



HYPOXI-Vacunaut®

Der Vacunaut® kommt zum Einsatz, wenn der Umfang an Bauch und Hüfte reduziert werden soll. Trainiert wird im HYPOXI®-PressureSuit, in dem 122 Über- und Unterdruckkammern an der Bauch- und Hüftregion eingearbeitet sind. Während des moderaten Trainings, welches auf dem Laufband oder anderen Cardiogeräten stattfindet, wirken Kompression- und Vakuum gezielt auf die Problemzonen der Körpermitte.



HYPOXI® HD-Comfort

Für ein schönes Erscheinungsbild braucht die Haut spezielle Behandlungen, um elastisch zu bleiben bzw. wieder zu werden. Für diesen hautstraffenden Effekt sorgen 400 Aktivierungskammern, die im HYPOXI® HD-PressureSuit im Bereich der weiblichen Problemzonen eingearbeitet sind. Während die Kunden auf der komfortablen Liege entspannen, sorgt die integrierte Über- und Unterdrucktechnik für die Steigerung des Stoffwechsels im Bindegewebe. Die Verbesserungen sind bereits nach wenigen Anwendungen sichtbar.

Zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hypoxi.com