

Pressemitteilung

HYPOXI®-Studio Eröffnung in Zwickau, Deutschland

Straß im Attergau, März 2022

Peggy Wolf eröffnet neuen HYPOXI®-Standort. Frau Wolf bietet die HYPOXI-Methode® in ihrer Physiotherapie an.

Ein Mehrwert für jede(n) Kundin/Kunden ist die Möglichkeit neben der gezielten Figurformung mit der HYPOXI-Methode® die Dienstleistungen einer erfahrenen Physiotherapeutin in Anspruch zu nehmen.

Frau Wolf wurde von Master Trainerin Yvonne Koch ausgebildet um neben den klassischen HYPOXI®-Intensiv- und Erhaltungsprogrammen auch ein HYPOXI-Training® für Lipödem-Betroffene anzubieten.

Wir freuen uns mit Frau Wolf, dass die HYPOXI-Methode® jetzt auch in Zwickau angeboten wird und wünschen viel Erfolg.



Die HYPOXI®-Geräte im Überblick:



HYPOXI-Trainer® S120

Im S120 werden die drei Komponenten der HYPOXI-Methode® auf effektive Weise kombiniert: Die moderate Bewegung erfolgt sitzend auf einem integrierten Fahrrad-Ergometer. Der computergesteuerte Wechsel zwischen Kompressions- und Vakuumbehandlung findet in einer bis zu den Hüften reichenden Kammer statt. Somit wird die Venentätigkeit unterstützt, die Problemzonen an Unterbauch, Hüfte, Gesäß und Beinen besser durchblutet und dadurch das Fett hauptsächlich in diesen Regionen gezielt abgebaut.



HYPOXI-Trainer® L250

Der L250 ermöglicht pulsierende Unterdruckbehandlung für Unterbauch, Hüfte, Po und Beine. Die komfortable Liegeposition entlastet den Körper während des Trainings weitgehend von seinem Gewicht und unterstützt das Venen- und Lymphsystem. Das Ergebnis der gezielten und nachhaltigen Figurformung zeigt sich taillenabwärts und Cellulite wird deutlich verringert.



HYPOXI-Vacunaut®

Der Vacunaut® kommt zum Einsatz, wenn der Umfang an Bauch und Hüfte reduziert werden soll. Trainiert wird im HYPOXI®-PressureSuit, in dem 122 Über- und Unterdruckkammern an der Bauch- und Hüftregion eingearbeitet sind. Während des moderaten Trainings, welches auf dem Laufband oder anderen Cardiogeräten stattfindet, wirken Kompression- und Vakuum gezielt auf die Problemzonen der Körpermitte.



HYPOXI® HD-Comfort

Für ein schönes Erscheinungsbild braucht die Haut spezielle Behandlungen, um elastisch zu bleiben bzw. wieder zu werden. Für diesen hautstraffenden Effekt sorgen 400 Aktivierungskammern, die im HYPOXI® HD-PressureSuit im Bereich der weiblichen Problemzonen eingearbeitet sind. Während die Kunden auf der komfortablen Liege entspannen, sorgt die integrierte Über- und Unterdrucktechnik für die Steigerung des Stoffwechsels im Bindegewebe. Die Verbesserungen sind bereits nach wenigen Anwendungen sichtbar.

Zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hypoxi.com